



Gerät und Messung

| | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Anzeigename | <input type="text" value="PACS Auftrag"/> | GDT-ID Gerät | <input type="text" value="DOTSNAP2"/> |
| Geräte- und verfahrensspezifisches Kennfeld (8402) | <input type="text" value="ALLG00"/> | Test-Ident (8410) | <input type="text"/> |
| Zeichensatz | <input type="text" value="IBM CP437 (Standard)"/> | Kostenträger-IK übertragen | <input type="radio"/> |
| Satzart | <input type="text" value="Neue Untersuchung anfordern [SA 6..."/> | Langzeitmessung | <input type="radio"/> |
| | | Dezimalzeichen | <input type="text" value="Punkt"/> |

Geräteanbindung

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Importverzeichnis | <input type="text" value="C:\GDT"/> | Kürzel für Austauschdateien | <input type="text" value="DS"/> |
| Exportverzeichnis | <input type="text" value="C:\GDT"/> | Parameter | <input type="text"/> |
| Programm | <input type="text" value="C:\DOTsnap\DOTsnap.exe"/> | Einzelverarbeitung nötig | <input type="radio"/> |
| Betriebsmodus | <input type="text" value="Start bei erster Messung"/> | Serienmessung unterstützt | <input type="radio"/> |
| Zeitpunktbezug Messergebnis | <input type="text" value="Zeitpunkt der Erhebung von Behandl..."/> | Dateiname Import | <input type="text" value="T2MDDS.gdt"/> |
| Im- und Exportdateien festlegen | <input checked="" type="checkbox"/> | Dateiname Export | <input type="text" value="DST2MD.gdt"/> |

Anzeige von Befunden

| | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--|
| nur Befundanzeige | <input type="radio"/> | Kürzel Gerätegruppe | <input type="text" value="dotsnap2"/> |
| | | Ergebnisse anzeigen | <input type="text" value="extern anzeigen"/> |

Übernahme von Befunden

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---|
| Aufbereitung durch | <input type="text" value="Dienst für allg. Messergebnisse"/> | Kurzeintrag erstellen | <input type="radio"/> |
| Informationstyp | <input type="text" value="Befund"/> | Anzahl der Zeilen | <input type="text" value="5"/> |
| Gewicht/Größe strukturiert übernehmen | <input type="radio"/> | Messergebnis Felder | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;">BEFUND ERGEBNISSE</div> |
| Uhrzeit und Datum übernehmen | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Anhänge übernehmen | <input checked="" type="checkbox"/> | | |